


OPTOMED AURORA®

Kädessä pidettävä silmänpohjakamera



OPTOMED

AURORA[®]



Käyttötarkoitus:
silmän pohjan
tutkiminen ja kuvien
tallentaminen

50°

50 asteen
kuvakulma




Non-mydriaattinen,
ei tarvetta pupillin
laajentamiselle




Voidaan
integroida sairaala-
järjestelmiin




Kädessä pidettävä
silmänpohjakamera



Silmän etuosa-
moduuli



Mahdollisuus
yhdistää silmä-
mikroskooppiin



Tekninen kuvaus

MALLI	Non-mydriattinen silmänpohjakamera
KUVAKULMA	50 astetta (50x40)
KAMERAN KUVARESOLUUTIO	5 Mpix
OPTINEN RESOLUUTIO	> 60 lp/mm (ISO10940:2009)
KOHDISTUSPISTEET	9 sisäistä kohdistuspistettä
DIOPTRIAKOMPENSOINTI	Automaattinen fokus, -20 D...+20 D
PUPILLIN MINIMIKOKO	3.1 mm
KUVAMUOTO	JPEG
VIDEOMUOTO	MPEG-4
NÄYTTÖ	4", TFT-LCD, 800x480 pikseliä
MUISTI	8GB
AKKU	Ladattava 3.63V/2600mAh litium-ioniakku
LIITETTÄVYYS	WLAN, USB
KUVATYYPIT	Väri, punavapaa, IR
MITAT JA PAINO:	
Optomed Aurora -kamera	122(w) x 202(h) x 98 (l) mm, 526g
Optomed Aurora silmänpohjamoduuli	68 (w) x 74 (h) x 160 (l) mm, 327g
Optomed Aurora silmän etuosamoduuli	71 (w) x 80 (h) x 79 (l) mm, 105g
TAKUU	2 vuotta ilman akkuja

OPTOMED

Optomed Oyj | Yrttipellontie 1, 90230 Oulu, Finland
Tel. +358 20 741 3380 | sales@optomed.com | www.optomed.com



DESIGN[®]
FROM
FINLAND